

Apto para  
**CELÍACOS**

# SondAvant<sup>®</sup>

## PLUS



### INDICACIONES

- **Fórmula enteral completa hipercalórica e hiperproteica, para administración por sonda.**
- Pacientes malnutridos o en riesgo nutricional con altos requerimientos proteico-calóricos:
  - Paciente que curse con estrés metabólico general, pre y postoperatorio, traumatismos, sepsis, fracturas de cadera.
  - Paciente oncológico sometido a tratamiento de radioterapia, quimioterapia, cirugía o terapias biológicas.
  - Paciente con sarcopenia y/o caquexia.
  - Paciente anciano frágil.
  - Paciente geriátrico que presente dificultad para cubrir sus necesidades nutricionales.
  - Paciente con enfermedad neurológica degenerativa.
  - Paciente con patología digestiva.
  - Paciente con patología respiratoria (EPOC, fibrosis quística).
  - Prevención y tratamiento coadyuvante de úlceras por presión.
  - Pacientes con anorexia secundaria a una patología o al envejecimiento.
- Alimento para Usos Médicos Especiales sin sacarosa.
- No añadir medicamentos ni alimentos al envase.
- No administrar a lactantes ni a niños menores de 3 años.
- No apto para galactosémicos.

### DOSIS DIARIA RECOMENDADA

- Como suplemento tomar **1-2 botellas**.
- Como dieta exclusiva tomar **3 botellas**.

### MODO DE USO

- **Seguir las instrucciones del médico.** El flujo, volumen y dilución dependen de la tolerancia y de las condiciones del paciente.
- **Agítese enérgicamente antes de usar.** Si existen irregularidades en la tolerancia de la glucosa, es necesario un estricto control metabólico. Una vez conectado a la línea de administración, utilizar como máximo durante las 24 horas siguientes.
- **Conservar en lugar fresco.** Una vez abierto guardar en el frigorífico (24 horas máximo).