

Apto para
CELÍACOS

SondAvant[®]
PLUS DIABÉTICA



INDICACIONES

- **Fórmula enteral completa hipercalórica e hiperproteica con fibra especialmente diseñada para el paciente diabético, para administración por sonda.**
- Pacientes diabético malnutridos o en riesgo nutricional con altos requerimientos proteico-calóricos:
 - Paciente con diabetes *mellitus* tipo 1 y 2 o intolerantes a la glucosa.
 - Pacientes con hiperglucemia por estrés.
 - Paciente que curse con estrés metabólico general, pre y postoperatorio, traumatismos, sepsis, fracturas de cadera.
 - Paciente oncológico sometido a tratamiento de radioterapia, quimioterapia, cirugía o terapias biológicas.
 - Paciente con sarcopenia y/o caquexia.
 - Paciente anciano frágil.
 - Paciente geriátrico que presente dificultad para cubrir sus necesidades nutricionales.
 - Paciente con enfermedad neurológica degenerativa.
 - Paciente con patología digestiva.
 - Paciente con patología respiratoria (EPOC, fibrosis quística).
 - Prevención y tratamiento coadyuvante de úlceras por presión.
- Alimento para Usos Médicos Especiales sin sacarosa.
- No añadir medicamentos ni alimentos al envase.
- No administrar a lactantes ni a niños menores de 3 años.
- No apto para galactosémicos.

DOSIS DIARIA RECOMENDADA

- Como suplemento tomar **1-2 botellas**.
- Como dieta exclusiva tomar **4 botellas**.

MODO DE USO

- **Seguir las instrucciones del médico.** El flujo, volumen y dilución dependen de la tolerancia y de las condiciones del paciente.
- **Agítese enérgicamente antes de usar.** Si existen irregularidades en la tolerancia de la glucosa, es necesario un estricto control metabólico. Una vez conectado a la línea de administración, utilizar como máximo durante las 24 horas siguientes.
- **Conservar en lugar fresco.** Una vez abierto guardar en el frigorífico (24 horas máximo).